



更**细**
更**自由**

兼容12/14F导入鞘
匹配low profile输送系统

Hercules®

球囊扩张导管

材料

球囊 - PU

应力扩散管 - POE


显影环 - Pt/Ir

单向阀 - PC+PE

导管 - 亲水涂层

Y形接头 - PC

型号说明



规格

型号	HD40-100	HD32-100
导管直径	3.35mm	
导管有效长度	100cm	
球囊额定膨胀直径	40mm	32mm
充盈回抽时间	≤20s	
可通过鞘管直径	14F	12F
兼容导丝	0.035''	

球囊膨胀直径与充液量对照表

球囊膨胀直径 (mm)	推荐充液量 (ml)	
	HD40-100	HD32-100
26	10	12
28	13	14
30	16	16
32	18	18
34	21	/
36	24	/
38	29	/
40	34	/