




Reflow-speX[®]
支持导管

14 18 35


外周疾病一体化解决方案——可塑形支持导管

- 稳定的形状保持
- 可靠的支撑效果
- 优异的通过性能





满足个性化需求
兼容多种器械，支持不同手术策略



按需塑形，头端弯度稳定保持
出色的弯度保持能力为开通外周血管提供稳定的支撑力

- 打造更安全有效的血管通路
 - 头端可按需拉直或重塑角度
 - 超低外径及无缝亲水涂层设计，推送更顺滑
- 产品设计符合临床特殊需求
 - 辅助术者更高效开展手术
 - 优化导管推送力和通过性能



支持导管

141835

型号规格	SPX14090US SPX14135US SPX14150US	SPX18090US SPX18135US SPX18150US	SPX35050US SPX35090US SPX35135US SPX35150US
有效长度 (cm)	90,135,150	90,135,150	50,90,135,150
兼容导丝尺寸 (in)	0.014	0.018	0.035
最大外径 (in/F)	0.034/2.6	0.037/2.9	0.06/4.6
最大压力 (psi/kpa)	150/1034	300/2068	300/ 2068
头端可塑形长度 (in/mm)	.25/6	.25/6	.75/19
兼容鞘管尺寸 (F/mm)	4/1.3	4/1.3	5/1.7
亲水涂层长度 (cm)	40	40	40