

型号规格



心脉医疗
Endovastec

鸿脉医疗
VasoLutions


外周球囊扩张导管型号规格表(兼容0.018"导丝)-导管有效长度90cm

球囊长度 20mm	球囊长度 30mm	球囊长度 40mm	球囊长度 60mm	球囊长度 80mm	球囊长度 100mm	球囊长度 120mm	球囊长度 150mm	球囊长度 200mm	球囊直径 (mm)	名义压力 (atm)	额定 爆破压力 (atm)	适配导管鞘 (F)
NM20020090	NM20030090	NM20040090	NM20060090	NM20080090	NM20100090	NM20120090	NM20150090	NM20200090	2.0	6	14	4
NM25020090	NM25030090	NM25040090	NM25060090	NM25080090	NM25100090	NM25120090	NM25150090	NM25200090	2.5		14	4
NM30020090	NM30030090	NM30040090	NM30060090	NM30080090	NM30100090	NM30120090	NM30150090	NM30200090	3.0		14	4
NM35020090	NM35030090	NM35040090	NM35060090	NM35080090	NM35100090	NM35120090	NM35150090	NM35200090	3.5		14	4
NM40020090	NM40030090	NM40040090	NM40060090	NM40080090	NM40100090	NM40120090	NM40150090	NM40200090	4.0		14	4
NM50020090	NM50030090	NM50040090	NM50060090	NM50080090	NM50100090	NM50120090	NM50150090	NM50200090	5.0		14	5
NM60020090	NM60030090	NM60040090	NM60060090	NM60080090	NM60100090	NM60120090	NM60150090	NM60200090	6.0		12	5
NM70020090	NM70030090	NM70040090	NM70060090	NM70080090	NM70100090	NM70120090	NM70150090	NM70200090	7.0		12	5
NM80020090	NM80030090	NM80040090	NM80060090	NM80080090	NM80100090	NM80120090	NM80150090	NM80200090	8.0		12	6

外周球囊扩张导管型号规格表(兼容0.018"导丝)-导管有效长度150cm

球囊长度 20mm	球囊长度 30mm	球囊长度 40mm	球囊长度 60mm	球囊长度 80mm	球囊长度 100mm	球囊长度 120mm	球囊长度 150mm	球囊长度 200mm	球囊直径 (mm)	名义压力 (atm)	额定 爆破压力 (atm)	适配导管鞘 (F)
NM20020150	NM20030150	NM20040150	NM20060150	NM20080150	NM20100150	NM20120150	NM20150150	NM20200150	2.0	6	14	4
NM25020150	NM25030150	NM25040150	NM25060150	NM25080150	NM25100150	NM25120150	NM25150150	NM25200150	2.5		14	4
NM30020150	NM30030150	NM30040150	NM30060150	NM30080150	NM30100150	NM30120150	NM30150150	NM30200150	3.0		14	4
NM35020150	NM35030150	NM35040150	NM35060150	NM35080150	NM35100150	NM35120150	NM35150150	NM35200150	3.5		14	4
NM40020150	NM40030150	NM40040150	NM40060150	NM40080150	NM40100150	NM40120150	NM40150150	NM40200150	4.0		14	4
NM50020150	NM50030150	NM50040150	NM50060150	NM50080150	NM50100150	NM50120150	NM50150150	NM50200150	5.0		14	5
NM60020150	NM60030150	NM60040150	NM60060150	NM60080150	NM60100150	NM60120150	NM60150150	NM60200150	6.0		12	5
NM70020150	NM70030150	NM70040150	NM70060150	NM70080150	NM70100150	NM70120150	NM70150150	NM70200150	7.0		12	5
NM80020150	NM80030150	NM80040150	NM80060150	NM80080150	NM80100150	NM80120150	NM80150150	NM80200150	8.0		12	6

产品结构示意图



规格示范

型号规格表示方式:NM XX XXX XXX

示例:NM 20 020 090

导管有效长度为90cm
球囊长度为20mm
球囊直径为2.0mm
产品代码



地址:上海市浦东新区康新公路3399弄1号101室
网址:www.endovastec.com 电话:(86) (21) 38139300
传真:(86) (21) 33750026 邮编:201318

ReeAmber®
外周球囊扩张导管


刚柔并济
游刃有余

适用范围：

用于髂动脉、股动脉、腘动脉、腘下动脉和肾动脉狭窄性病变，以及自体或人工合成动静脉透析瘘管的阻塞性病变的治疗，也可用于外周血管中的球囊扩张型及自膨胀型支架的后扩张。

1 外径更小的末端头端
且导管涂覆有亲水涂层

进一步增强通过性



6 两段式设计
的推送系统


近远端采用不同材料，
兼具柔顺性、支撑性，推送性强，
有助于通过恶劣病变

5 型号规格丰富

球囊直径 **2.0-8.0mm**，
球囊长度 **20-200mm**，
导管长度 **90和150cm**，
充分满足临床需求


4 球囊采用
低顺应性设计

球囊的顺应性低，可有效减少血管损伤



2 优异的卸压性能

更短的卸压时间，减少手术等待时间



3 球囊采用
超薄壁设计

球囊压握外径小，回抱性好，回撤顺畅

